

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical automatique MODELE : LS-B100L-III

Référence : SOC-LS-B100L-III

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de l'autoclave vertical automatique MODELE : LS-B100L-III

- Procédus de stérilisation entièrement automatisé, facile à utiliser
- Les éléments de chauffage électrique de l'appareil sont des tubes d'immersion (AC/220v), avec effet thermique élevé.
- Avec équipement d'auto-protection en cas de faible température ou de température élevée.
- L'intérieur et l'extérieur de l'appareil sont fabriqués en acier inoxydable, anti-rouille, facile d'entretien et de temps d'utilisation.

Caractéristiques de l'autoclave vertical automatique MODELE : LS-B100L-III:

Volume utile: 100L (440 à 650)mm

Pression: 0.14-0.16MPa

Température de travail (ambiante): 126 °C Max.

pression: 0.165 mpa

Chaleur moyenne: ± 1 °C

Timer: 0 ~ 60min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ajustement de la température: 105 ~ 126 °C

Puissance: 4500W /AC220V.50Hz

Dimension globale: 510 à 730 à 1220 (mm)

Dimension Transport: 620 à 820 à 1400 (mm) N/GW N / GW: 100Kg/134Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/5310-autoclave-vertical-automatique-modele-ls-b100l-iii.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com