

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène, 5LPM, V Series

Référence : SOC-CANTA-5LPM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le **concentrateur d'oxygène 5 LPM V5** est un dispositif médical conçu pour fournir un apport continu en oxygène aux patients nécessitant une oxygénothérapie légère à modérée. Grâce à sa technologie de séparation de l'air, il produit de l'oxygène à haute concentration sans avoir recours à des bouteilles, offrant ainsi une solution économique, pratique et sécurisée.

Compact et ergonomique, ce concentrateur d'oxygène est parfaitement adapté à une utilisation à domicile. Il combine performance, faible consommation énergétique et fonctionnement silencieux, garantissant un confort optimal pour une utilisation quotidienne prolongée.

Performance adaptée à domicile

Avec un débit réglable jusqu'à 5 L/min, ce concentrateur d'oxygène permet de répondre aux besoins courants en oxygénothérapie. Il assure une production stable et une pureté d'oxygène élevée.

Design compact et pratique

Le modèle V5 est conçu pour être facilement transportable et utilisable au quotidien. Son interface intuitive permet une prise en main rapide, même pour les utilisateurs non professionnels.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Confort d'utilisation

Son faible niveau sonore en fait un appareil idéal pour une utilisation prolongée, y compris la nuit. Il est également conçu pour fonctionner en continu en toute sécurité.

Applications

- Oxygénothérapie à domicile
- Traitement des pathologies respiratoires chroniques
- Assistance respiratoire légère à modérée
- Usage médical et paramédical

Avantages clés

- Débit jusqu'à 5 L/min
- Haute pureté d'oxygène
- Fonctionnement silencieux
- Faible consommation énergétique
- Facile à utiliser et à entretenir

Disponible sur SOCIMED, ce concentrateur d'oxygène est une solution fiable et performante pour améliorer le confort respiratoire au quotidien.

Ce concentrateur d'oxygène est un appareil électrique utilisé pour filtrer l'air ambiant afin d'en extraire l'azote et de fournir ainsi au patient une concentration en oxygène plus élevée.

Caractéristiques du concentrateur d'oxygène 1-5LPM, V series :

- Compresseur V5.2 facilement déplaçable.
- Allumage automatique du Débitmètre.
- Utilisation conviviale: Panneau d'utilisation sensible et convivial qui permet à l'utilisateur de facilement manipuler lui-même ce concentrateur d'oxygène.
- Affichage des heures (totales et actuelles) de travail.
- Fonction de chronométrage.
- Alarmes déclenchées dans les cas suivants :

1. Haute ou de basse pression

2. Surchauffes ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

3. Défaut d'alimentation ;**4. Débit faible (bas) ;****5. Echec de contrôle de la valve.**

- Fonction en option : Alarme en cas d'impureté ou de basse pureté de l'oxygène, Nébuliseur.

Spécifications Techniques du concentrateur d'oxygène 1-5LPM, V series :

- Puissance électrique (W) : Inférieure ou égale à 480W.
- Alimentation électrique (V/HZ) : $220 \pm 10\%$ 50 ± 1 .
- Débit (L/MIN) : 1-5.
- Concentration en oxygène (%) : 93 ± 3 .
- Pression (Mpa) : 0.05-0.08.
- Niveau sonore (dB) : Inférieure ou égale à 42.
- Poids net (Kg) : 24.
- Dimension nette (MM) : 337x390x620.
- Dimension brute (après emballage (MM) : 446x386x670

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/5313-concentrateur-oxygene-5lpmv5.html>


**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com