

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène, 1-8 LPM, V Series

Référence : SOC-CANTA-8LPM

Points forts

- délais : 1 semaine
- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le **concentrateur d'oxygène 3 LPM V8 Series** est un dispositif médical conçu pour répondre aux besoins en oxygénothérapie légère à modérée. Grâce à une technologie avancée de séparation de l'air, il extrait l'oxygène de l'air ambiant pour fournir un flux continu et fiable, sans utilisation de bouteilles d'oxygène.

Ce modèle 3 LPM est particulièrement adapté aux patients nécessitant un faible débit d'oxygène, notamment en utilisation à domicile. Son design compact et son fonctionnement silencieux en font un appareil discret et confortable pour un usage quotidien.

Performance adaptée aux faibles besoins

Avec un débit réglable jusqu'à 3 litres par minute, ce concentrateur d'oxygène garantit une production stable et une pureté d'oxygène optimale, idéale pour les traitements respiratoires légers.

Format compact et ergonomique

Le modèle V8 Series est conçu pour s'intégrer facilement dans un environnement domestique. Léger et peu encombrant, il est simple à déplacer et à utiliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Confort et discrétion

Son faible niveau sonore permet une utilisation continue, y compris pendant la nuit, sans gêne pour l'utilisateur ou son entourage.

Applications

- Oxygénothérapie à domicile
- Assistance respiratoire légère
- Traitement des pathologies respiratoires chroniques
- Usage médical et paramédical

Avantages clés

- Débit jusqu'à 3 L/min
- Haute pureté d'oxygène
- Fonctionnement silencieux
- Faible consommation énergétique
- Utilisation simple et sécurisée

Disponible sur SOCIMED, ce concentrateur d'oxygène est une solution économique et efficace pour améliorer le confort respiratoire au quotidien.

Description:

- Appareil électrique utilisé pour filtrer l'air ambiant afin d'en extraire l'azote et de fournir ainsi au patient une concentration en oxygène plus élevée.

Caractéristiques:

- Compresseur V5.2 facilement déplacable
- Allumage automatique du Débitmètre
- Utilisation conviviale: Panneau d'utilisation sensible et convivial qui permet à l'utilisateur de facilement manipuler lui-même ce concentrateur d'oxygène
- Affichage des heures (totales et actuelles) de travail
- Fonction de chronométrage
- Alarmes déclenchées dans les cas suivants:

* Haute ou de basse pression

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

*** Surchauffes***** Défaut d'alimentation***** Débit faible (bas)***** Echec de contrôle de la valve**

- Fonction en option : Alarme en cas d'impureté ou de basse pureté de l'oxygène
- Nebuliseur

Spécifications Techniques:

- Puissance électrique (W) : Inférieure ou égale à 480
- Alimentation électrique (V/HZ) : $220 \pm 10\%$ 50 ± 1
- Débit (L/MIN) : 1-8
- Concentration en oxygène (%) : 93 ± 3
- Pression (Mpa) : 0.05-0.08
- Niveau sonore (dB) : Inférieure ou égale à 48--
- Poids net (Kg) : 24
- Dimension nette (MM) : 337x390x620
- Dimension brute (après emballage (MM) : 446x386x670
- Diamètre de la pastille d'atomisation : Inférieure ou égale à 5 micro plus de 90% (Type de nébuliseur)

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/5314-concentrateur-d-oxygene-3-lpm-v8-series.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com