

FICHE PRODUIT



Balance de précision 1 mg porté 200g

Référence : SOC-JA2003

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Balance de précision 1 mg porté 200g

spécifications Techniques :

- Porté : 0 - 200 g
- Précision : 1 mg
- Diamètre du plateau : 80 mm
- Alimentation : 220v / 50 Hz ou 110 v / 60 Hz.
- Sortie RS 232 disponible.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/5315-balance-precision-1mg.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com