

FICHE PRODUIT



Echographe Couleur Mindray DC-7

Référence : MIN-DC7

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Description:

* L'échographe DC-7 Doppler couleur est un système d'ultrason offrant une exceptionnelle qualité d'image, des technologies d'imageries exclusives et une ergonomie intuitive. Disposant de nombreuses sondes et d'un package de logiciels de calcul très complet, le DC-7 vous aidera à établir un diagnostic fiable et ce dans un large domaine d'applications cliniques: imagerie abdominale, parties molles, musculo- tendineux, gynécologie, obstétrique, vasculaire, cardiologie, neurologie.

* Son extrême flexibilité vous permettra de le configurer de la façon la plus optimale afin qu'il couvre au mieux les besoins de votre spécialité.

* Applications: Abdomen, Cardiologie, Gynécologie / Obstétrique, Urologie, Parties Molles, Pédiatrie, Musculo-squelettique, Orthopédie, Per Opératoire, Vasculaire périphérique, Doppler Trans crânien

* Full DICOM / compatible PACS

* Connecteurs USB 2.0

* Ecran 15" TFT haute définition

* Sondes: Convexe C5-2 (1.8 à 6.2 Mhz), Micro convexe 6C2 (3 à 12 Mhz), Linéaire 7L4A (3.5 à 13 Mhz)* Linéaire L11-4 (3.5 à 13 Mhz), Linéaire L12-4 (3 à 13 Mhz), Linéaire pédiatrique L14-6 (3,5 à

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

16 Mhz), Linéaire L7-3 (2 à 8 Mhz)* Linéaire 7L5 (3 à 12 Mhz), Phased-array 2P2 (1.5 à 5 Mhz), Phased-array P4-2 (1.3 à 4.5 Mhz), Endo vaginale V10-4 (3.6 à 10 Mhz), Endo vaginale V10-4B (3.6 à 10 Mhz), Convexe volumique 4CD4 (1.5 à 7 Mhz)

Modules: Doppler pulsé, couleur et puissance; Doppler continu (en option); Doppler tissulaire (en option); iBeam (spatial compound); iClear (réduction des artefacts); iStation (gestion des informations patients); iTouch (optimisation automatique de l'image); iZoom (réglage de la taille de la matrice image); THI; B steer (orientation du faisceau US en 2D); Trapézoïdale; iScape (imagerie panoramique) (en option); Free Xros (TM anatomique) (en option)* 3D/4D (uniquement pour sonde volumique convexe) (en option)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5316-echographe-couleur-mindray-dc-7.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com