

FICHE PRODUIT

Cassette standard avec écrans renforçateurs

Référence : CRMD40-3543

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cassette standard avec écrans renforçateurs pour radiographie numérique AGFA-CR-MD4.0

*Dimension: 35 x 43

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-standards/5318-cassette-avec-ecran-numerique-agfa-cr-md4-0-35-43.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com