

FICHE PRODUIT



Pousse seringue 01 voie Modèle SK-500I

Référence : SOC-SK-500I

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Pousse seringue automatique une voie modèle SK-500I

Caractéristiques principales :

1. Compatible avec des seringues standard 10/20/50 ml en système ouvert.
2. Débit micrométrique jusqu'à 0,1 ml / h avec une augmentation de 0,1 ml pour satisfaire aux exigences en matière de traitement néonatal / pédiatrique.
3. système anti-bolus pour réduire de manière significative le bolus après libération soudaine de l'occlusion.
4. alarme de rappel en cas d'oubli de démarrer l'opération.
5. volume de l'alarme réglable sur 3 niveaux.
6. Transmission de données sans fil avec système de surveillance d'infusion.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/5327-pousse-seringue-01-voie-modele-sk-500i.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com