

FICHE PRODUIT



Pousse seringue une voie modèle JM500

Référence : SOC-JM500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Pompe à seringue JM500

Trois modes de fonctionnement - mode vitesse, mode temps et mode poids

Modes multiples et sélectifs pour les usagers

Large gamme de débits d'injection :

Applicable à la fois aux adultes et aux enfants, dans des cas normaux ou d'urgence

Double processeur intégré :

Chaque processeur peut servir de support à l'autre, assurant ainsi la stabilité du système et la sécurité des patients même lorsque que l'un des processeurs est endommagé.

Système d'alarme puissant avec signaux d'alarme audibles et visuels :

Détecteur de pression incrusté pour la détection des occlusions.

Signaux d'alarme multiples pour alerter les usagers

Adaptabilité et flexibilité dans l'usage des seringues:

Presque toutes les marques de seringues peuvent être utilisées et sont automatiquement reconnues par le module pour épargner le temps et le coût.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Liaison sans fil avec un système de surveillance des infusions :

Réduit largement le poids du travail et le temps perdu tout en garantissant la sécurité du patient.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/5328-pousse-seringue-une-voie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com