


FICHE PRODUIT

Tube à essai 70 ml en verre

Référence : SOC-DUT-TUB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Excellente résistance à l'attaque par l'eau
- Réduction de la perte d'éléments influençant le pH
- Livrés avec bouchon à vis en phénoplaste étanche avec joint composite en PTFE / éthylène propylène
- Stérilisable à 121 °C pendant 2 heures.
- Unité de vente: carton de 40 tubes.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-fond-rond-bord-droit/5335-tube-a-essai-70ml-en-verre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com