

FICHE PRODUIT



Bocal autoclavable 4000ml pour aspirateur chirurgical NEW HOSPIVAC

Référence : SOC-RE-210007

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description

Bocal autoclavable 4000ml pour aspirateur chirurgical NEW HOSPIVAC

Condition de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-accessoires/5337-bocal-4000ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com