

FICHE PRODUIT



Tube d'aspiration chirurgicale stérile 2,7 m

Référence : SOC-SP-0033

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tube d'aspiration chirurgicale stérile

Ce **tube d'aspiration chirurgicale** stérile permet une **aspiration efficace et confortable des déchets organiques** tels que le sang, la salive, les fluides et les débris pendant les soins. Sa souplesse et sa qualité garantissent un débit fluide et un usage agréable au bloc opératoire comme au cabinet.

Une connexion simple et universelle

Le tube est conçu pour être **directement connecté au moteur d'aspiration et à la canule d'aspiration**, ou à l'aide de connecteurs facilitant l'emboîtement des différentes parties. Il s'adapte facilement aux **moteurs d'aspiration externes et/ou intégrés**, comme ceux équipant les fauteuils dentaires.

Caractéristiques

Longueur : **2,7 m**. Dispositif médical de **classe I, stérile**.

Conditionnement de vente : à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-accessoires/5341-tubes-en-silicone.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com