

FICHE PRODUIT



Tube de prélèvement en verre sous vide 5 ml EDTA K3

Référence : SOC-2389271T

Points forts

- délais : 1 semaine
- Garantie : 0

Description du produit

Conditionnement: boîte de 100 tubes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/promotions/5344-tube-de-prelevement-en-verre-sous-vide-5-ml-edta-k3.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com