

FICHE PRODUIT



Lit hôpital électrique sur roulettes

Référence : SOC-25678220

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Dimensions

- Plan de couchage: 90 X 200 cm Hauteur maximale mesurée à la partie supérieure
- Relève buste du sommier: 37 cm
- Réglage en hauteur: jusqu'à 80 cm
- Garantie moteurs & Mécanique: 5 ans

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/promotions/5346-lit-hopital-electrique0.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com