

FICHE PRODUIT



Civière pliable en tube aluminium, pour le transport des malades

Référence : SOC-28838201

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Civière ou Brancard en tube aluminium avec Système de pliage. La civière est fait en toile en polyester enduit, résistante et a entretien facile.

La civière pliable est adapté pour les entreprises qui disposent de peu de place pour le rangement.

- Longueur pliée : 1,04 m Longueur dépliée : 2,08 m
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : orange

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/5348-civiere-pliable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com