

FICHE PRODUIT



Papier ECG pour HEWLETT PACKARD XLS / XLI- M2483A/M1709A Lot de 5 liasses

Référence : SOC-M2483A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Papier thermique ECG compatible avec les imprimantes HP M2483A et M1709A.

Dimensions: 210 x 300 x 200

Reorder code: 10592

Lot de 5 liasses

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-hp/5349-papier-ecg-hp-m2483a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com