

FICHE PRODUIT

Coton cardé écru 500 gr

Référence : SOC-CCAR500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Coton cardé écru, il est présenté roulé, en sachet de 500 g , ce coton écru est cardé et décontaminé.

Il est indiqué en protection mécanique ou capitonnage de pansements.

Il est utilisé pour boucher la verrerie, pour la chromatographie sur colonne et la filtration.

* Conditionnement minimum de vente: Sachet 500 gr.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/5353-coton-carde-ecru-500-gr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com