

FICHE PRODUIT



Stérilisateur à chaleur sèche (poupinel) 23 litres

Référence : SOC-DHG-9023A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques du stérilisateur à chaleur sèche - Poupinel 23 litres

- Stérilisateur automatique ventilé, plage de contrôle de la température: + 10°C à 200°C.
- Dimensions de la chambre de stérilisation (en mm): 320 X 250 X 300
- Dimensions externes (en mm) 660 x 600 x 520.
- Puissance: 800W.
- Poids: 38 kg

Code SH 84192000

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/5354-sterilisateur-a-chaaleur-seche-poupinel-23.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com