

FICHE PRODUIT



Boîte pour trachéotomie avec canules

Référence : SOC-3985123

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Boîte pour trachéotomie avec canules:

- 1 boîte inox 20 X 10 X 3 cm.
- 1 dilatateur de LABORDE.
- 1 crochet d'ESCOFFIER (Trachéal 2 griffes mousses).
- 1 pince dissection S/G 14 cm.
- 1 tracheotomy 7 mm.
- 1 canule trachéale en argent adulte de JACKSON n°6.
- 1 canule trachéale en argent enfant de JACKSON n°3.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/5355-boite-pour-tracheotomie-avec-canules.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com