

FICHE PRODUIT

Scooter Electrique

Référence : SOC-ANGELO

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

DESCRIPTION

- Le Scooter Électrique ANGELO est d'une conception moderne, équipé d'éclairage, de clignotants, de pare-chocs et de deux rétroviseurs.
- Il est élégant, il se déplace à 10 km/h, avec une autonomie de 30 km, il est équipé de roues en alliage léger.
- Pour votre confort ANGELO a une suspension avant et arrière et dispose d'une assise confortable réglable ;
- Configuration des poignées en Delta anti fatigue, pour positionner les mains ou les avant-bras.
- Les commandes se feront à droite ou à gauche, visibles sur le cadran électronique.
- Solide et stable, extrêmement maniable vous passerez même dans les espaces les plus petits.
- Vous voyagerez confortablement et en sûreté. Une conception révolutionnaire, une finition de qualité pour un voyage parfait.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

Autonomie (jusqu'à: 30 km

Poids Maximal de l'Utilisateur: 140 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vitesse Maximale: 10 km/h

Longueur / Largeur: 1308 mm / 600 mm

Suspension: Avant et arrière

Éclairage et clignotants: Oui

Siège pivotant et réglable: Oui

Couleurs: Rouge métallisé ou Noir métallisé

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-roulant/5367-scooter-electrique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com