

FICHE PRODUIT

Flacons en verre col à vis 60ml

Référence : SOC-cap60

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Flacons en verre col à vis 60ml;
- Flacons livrés avec capsule;
- Peuvent recevoir des capsules en aluminium, en phénoplaste (bakélite), avec joint en caoutchouc, ou en polyéthylène;
- Dimension (Ø col à vis x Haut. x Ø ext. bague): 30 x 78 x 30mm;
- Conditionnement minimum de vente: carton de 500 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/5369-flacons-en-verre-col-a-vis-60ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com