

FICHE PRODUIT

Kit électrique de fonctionnement et de circulation du sang dans le cœur

Référence : SOC-Kitelec

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

KIT ELECTRIQUE DE FONCTIONNEMENT ET DE CIRCULATION DU SANG DANS LE CŒUR

Objectifs :

Faire comprendre le rôle de la double pompe cardiaque dans la double circulation sanguine.

Les rôles respectifs des oreillettes et des ventricules, des valvules, ainsi que des échanges gazeux au niveau des réseaux capillaires.

Dimensions :

- Hauteur : 70 cm
- Largeur : 42 cm
- Epaisseur : 12 cm

Poids : 10 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/kit-de-formation/5372-kit-electrique-de-fonctionnement-et-de-circulation-du-sang-dans.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com