

FICHE PRODUIT



Anios Spécial DJP - Bidon de 5L pour diffuseur

Référence : SOC-365278098

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Détails produit Conditionnement :

- Bidon de 5L.
- Désinfection journalière et préventive.

Pré-désinfection :

- Pour bloc opératoire services de soins intensifs et de grands brûlés
- Pour salles de soins, chambres de malade, et caveaux à linge.
- Laisse une odeur agréable.
- A utiliser avec les diffuseurs Aérosept VF 100 et 505 CM.

MODE D'EMPLOI

Solution prête à l'emploi. S'utilise sans dilution sur des surfaces préalablement nettoyées, hors présence humaine. La concentration d'utilisation de 4 ml/m³ est une moyenne indicative.

Temps de contact : 1 à 2 heures. Bien ventiler la pièce avant récupération.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Bactéricide en 60 min, de 20°C (EN 1040, EN 14561).
- Actif sur Aspergillus fumigatus en 120 min ,de 20°C (prEN14562).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/5374-anios-special-djp-bidon-de-5l-pour-diffuseur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com