


FICHE PRODUIT



Joint fibre pour seringue hystérographie

Référence : SOC-IM0609

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Joint fibre pour seringue hystérographie (se fixe au bout de la seringue).

- Couleur : blanc ;
- Conditionnement : Set de 10 joints.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringue-hysterographie/5377-joint-seringue-hysterographie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com