


FICHE PRODUIT



Test de FARNSWORTH 28 HUE

Référence : SOC-654381092

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Descriptif:

- Test de Farnsworth 28 HUE saturé , pour tester la vision chromatique.
- Rapidité d'examen, entre 1 et 3 minutes par oeil.
- Dépistage de tous les types de dyschromatopsies, rouge-vert et jaune-bleu. environ 3 Kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5380-test-de-farnsworth-28-hue.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com