

FICHE PRODUIT



Echographe portable numérique Mindray modèle DDP 2200

Référence : MIN-DDP-2200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Configurations standard de l'échographe portable numérique Mindray modèle DDP 2200

- . Unité principale DP-2200
- . Moniteur non entrelacé de 10 pouces
- . Un connecteur de transducteur
- . Boucle ciné à 128 images
- . Stockage de 90 images
- . Un port USB
- . Logiciels de mesure et de calcul
- . Transducteur vectoriel convexe électronique : 35C50EA (2,5/3,5/5 MHz)

En option

- . Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L38EB (5/7,5/10 MHz)
- . Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L60EA (5/7,5/10 MHz)
- . Transducteur d'endocavité électronique : 65EC10EB (5/6,5/8 MHz)
- . Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 65C15EA (5/6,5/8 MHz)
- . Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 35C20EA (2,5/3,5/6 MHz)
- . Deux connecteurs de transducteur
- . Supports guidés par aiguille

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- . DICOM 3.0
- . Interrupteur au pied
- . Chariot mobile
- . Sac portatif.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5382-echographe-numerique-portable-mindray-modele-ddp-2200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com