

FICHE PRODUIT



Châssis vitre plombé 2 mm, 80 x 80 cm

Référence : SOC-CHPX8080

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Châssis plombés 80 cm x 80 cm équivalence plomb 2 mm pour la protection anti-x des postes de commandes des salles de radiologie. Disponibles en plusieurs formats standards et pour des murs d'épaisseur 100 mm à 200 mm (à préciser à la commande). Ces châssis en aluminium plombé équipés d'une glace anti-Rayons-X, d'équivalence plomb 2 mm, peuvent être réalisés selon vos besoins. Pour toute demande de renseignements n'hésitez pas à contacter notre conseiller en radioprotection

Dimensions du Châssis plombé : 80 cm x 80 cm x 2 mm PB

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paravents-et-rouleaux-en-plomb/5383-chassis-vitre-plombe-2mm-80x80cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com