

FICHE PRODUIT



Boîte a chalazions

Référence : SOC-CH6368818

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Boîte a chalazions

- 1 boîte inox 18x8x4 cm
- 1 manche n° 3
- 1 paquet de 10 lames steriles n° 11
- 1 ciseaux iridectomie courbe 10cm
- 1 curette meyhoefer 1mm
- 1 spatule a paupières de jaeger
- 1 pince a chalazions de desmarres 9cm
- 1 pince a suture castroviejo a/g 10cm
- 1 porte-aiguilles castroviejo mousse 14cm droit
- 1 tapis silicone 18x9cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/5387-boite-a-chalazions.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com