

FICHE PRODUIT



Autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 24 Litres

Référence : SOC-AUTOMANUEL24L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 24 Litres.

- Le chauffage se fait grâce aux résistances interne immergées.
- Cet autoclave produit de la vapeur d'eau saturée nécessaire pour la stérilisation du matériel médical.
- Il est facile à transporter, robuste, présentable, etc.
- Cet appareil trouve aisément sa place dans des petites unités médicales et centres de santé.

Caractéristiques de l'autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 24 Litres source d'énergie:

Electrique pression de désinfection: 0.14-0.165MPa.

Volume de stérilisation: 24 Litres (D: 280*357mm)

Alimentation: 220 V Puissance: 2 KW.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/5391-autoclave-manuel-marmite-24l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com