

FICHE PRODUIT

STUDENT Kit Thermodynamique

Référence : SOC-3BU60040

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

STUDENT Kit Thermodynamique

Ensemble permettant aux élèves de réaliser 10 expériences fondamentales en thermodynamique. Livré dans une boîte en matière plastique avec inserts en mousse et couvercle transparent. Livré avec un CD contenant des instructions détaillées. Nécessitant peu de place tout en restant parfaitement claires. Les expériences sont montées et réalisées sur la plaque du kit de base.

L'ensemble comprend :

- 1 erlenmeyer 100 ml.
- 1 bande bimétal.
- 4 g de glycérine.
- 1 miroir concave sur manche.
- 1 barre en aluminium 200 mm.
- 1 thermomètre, -10 - +100°C.
- 1 tube en verre coudé à 90°.
- 1 bouchon en caoutchouc 25 mm x Ø 24/19 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 brûleur.
- 1 support en céramique.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/kit-de-formation/5393-student-kit-thermodynamique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com