

FICHE PRODUIT

STUDENT Kit Mécanique

Référence : SOC-3BU60020

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

STUDENT Kit Mécanique

Ensemble permettant aux élèves de réaliser 25 expériences fondamentales en mécanique des corps solides, liquides et gazeux. Livré dans une boîte en matière plastique avec inserts en mousse et couvercle transparent. Nécessitant peu de place tout en restant parfaitement claires, les expériences sont montées et réalisées sur la plaque du kit de base.

L'ensemble comprend :

- 1 bande en acier à ressorts
- 1 bras de levier
- 1 règle
- 1 poulie
- 1 poulie à crochet
- 1 poids de 100 g
- 3 poids de 50 g
- 2 poids de 25 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 dynamomètre 2 N
- 1 axe métallique
- 4 bagues pour l'axe métallique
- 1 poulie avec fil
- 1 chariot
- 1 cale de friction
- 1 ressort spiral
- 1 poids en fer
- 1 poids en aluminium
- 1 poids en bois
- 1 tuyau en silicone 500 mm x Ø 3 mm
- 1 accouplement de tuyau
- 1 clip Ø 8 mm
- 1 clip Ø 14 mm
- 1 seringue 60 ml
- 1 seringue 30 ml
- 1 sphère en matière plastique
- 1 bouchon en caoutchouc (30 mm x Ø 31/25 mm)
- 1 entonnoir Ø 40 mm
- 1 manomètre à tube en U
- 1 cylindre de mesure
- 100 g de pâte à modeler

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/kit-de-formation/5394-student-kit-mecanique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com