

FICHE PRODUIT

SEG Electricité

Référence : SOC-3BU8498000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

SEG Electricité

Kit d'appareils pour élèves permettant la réalisation de 34 expériences sur le thème de l'électricité et du magnétisme. Présenté dans une boîte en plastique parfaitement stable. Contient également un cd-rom avec des instructions de réalisation des expériences. Le montage et la réalisation des expériences s'effectuent sur la plaque de travail du système SEE. De faible encombrement, celle-ci offre néanmoins une bonne clarté.

L'ensemble comprend :

- 1 jeu de cordons
- 1 aimant droit, env. 65x16x5 mm³
- 1 aimant en fer à cheval, AlNiCo, plat
- 50 g limaille de fer
- 10 tiges de fil de fer cranté
- 50 m de fil de chrome-nickel, 0,2 mm
- 50 m fil de fer, 0,2 mm
- 1 bobine pour résistances
- 1 noyau de transformateur 20x20 mm²
- 1 vis de serrage
- 1 bobine 200 + 400 spires

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 bobine 400 + 400 spires
- 1 résistance 1 Ω (élément enfichable)
- 1 résistance 47 Ω (élément enfichable)
- 1 résistance 33 Ω (élément enfichable)
- 1 potentiomètre 100 Ω (élément enfichable)
- 1 résistance PTC 50 Ω (élément enfichable)
- 1 résistance NTC 100 Ω (élément enfichable)
- 1 condensateur à électrolyte 4700 μ F (élément enfichable)
- 2 inverseurs (élément enfichable)
- 2 éléments enfichables avec 6 douilles de connexion
- 2 douilles E10 (élément enfichable)
- 3 ampoules E10, 7 V

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/promotions/5396-seg-electricite.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com