

FICHE PRODUIT

SEG Calorique

Référence : SOC-3BU8448000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

SEG Calorique

Kit d'appareils pour élèves permettant la réalisation de 22 expériences sur le thème de la chaleur. Présenté dans une boîte en plastique parfaitement stable. Contient également un cédérom avec des instructions de réalisation des expériences. Le montage et la réalisation des expériences s'effectuent sur la plaque de travail du système SEE . De faible encombrement, celle-ci offre néanmoins une bonne clarté.

L'ensemble comprend :

- 1 lampe à alcool en métal
- 1 treillis de céramique 100x100 mm²
- 1 tige pour statif avec filet extérieur et intérieur, 400 mm
- 1 anneau avec manchon
- 1 tuyau, 500 mm
- 1 tuyau, 200 mm
- 1 tube métallique court

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 échelle angulaire
- 2 thermomètres, -10 à 110°C, 1 K, produit de remplissage rouge
- 1 thermomètre de calibrage sans graduation, -10 à 100°C
- 1 bécher, 100 ml
- 1 éprouvette graduée, 50 ml
- 1 tube à essais, 160 mm
- 1 tube à essais avec cire
- 1 fiole d'erlenmeyer, 100 ml
- 1 bouchon de caoutchouc à deux perçages
- 2 boutons de caoutchouc avec un perçage
- 1 tube capillaire
- 2 joints toriques
- 1 aiguille
- 1 noix double
- 1 tube en aluminium
- 1 tube métallique
- 1 tube en laiton
- 1 bague de protection, 50 mm
- 1 papier thermosensible, jeu de 10 feuilles
- 1 sel de cuisine pour mélange réfrigérant
- 1 fixation pour corps rayonnant
- 1 corps rayonnant noir
- 1 corps rayonnant blanc
- 1 jeu de corps métalliques
- 1 bilame avec bout de 10 mm
- 1 calorimètre, 100 ml
- 1 mixeur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 spirale d'écoulement (VPE 6)
- 10 feuilles de filtre circulaire
- 1 fixation pour tube d'essais avec embout de tige
- 1 colorant bleu avec baguettes en bois
- 4 g glycérine en flacon
- 3 masses à crochet

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/kit-de-formation/5397-seg-calorique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com