

FICHE PRODUIT

Chariot anesthésie, Modèle YC02JA

Référence : SOC-TIA-YC02JA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Dimensions:

- * Garde-fou de 35 mm d'épaisseur fait d'acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Tiroir supérieur: tiroir pour médecine avec deux compartiments.
- * Dimensions du 1er tiroir: 580 mm x (l) 385 mm x (H) 80 mm.
- * Dimensions du 2ème tiroir : 580 mm x (l) 385 mm x (H) 80 mm.
- * Dimensions du 3ème tiroir (droit): 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- * Dimensions du 3ème tiroir (Gauche): 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- * Dimensions du 4ème tiroir (Droit): 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- * Dimensions du 4ème tiroir (Gauche): (L) 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- * Dimensions du 5ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- * Dimensions du 6ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 200 mm.
- * Poignets pour pousser la table: ces poignets sont faits en acier enduit de matière plastique roulé à froid.
- * Profondeur x largeur x Hauteur (taille sur la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : (L) 605 mm x (l) 410 mm x (H) 990 mm.
- * Dimensions globales: 730 mm x 445 mm x 1 069 mm.
- * Dimensions d'expédition: 830 mm x 545 mm x 1 239 mm.
- * Poids d'expédition: 85 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-pour-anesthesie/54-chariot-d-anesthesie-modele-yc02ja.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com