

FICHE PRODUIT



Autoclave vertical automatique MODELE : LS-B75L-II

Référence : SOC-LS-B75L-II

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de l'autoclave vertical automatique MODÈLE : LS-B75L-II

- * Processus automatique :
 - Purge automatique de l'air;
 - Montée en température et en pression;
 - Temps de stérilisation;
 - Phase de refroidissement;
 - Fin du processus.
- * Régulateur électronique de température.
- * Unité de programmation.
- * Contrôle permanent du déroulement normal du processus.

Spécifications techniques :

- * Volume de la chambre de stérilisation : 0.05m³ (Dia.400mm x 600mm)
- * Pression de travail : 0.14-0.16MPa

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Pression maximale de travail : 0.165Mpa
- * Ajustement de la température : 105-126 °C
- * Plage d'ajustement de la pression : 005-0.165MPa
- * Timer : 0-999min
- * Alimentation : AC 220V 50HZ
- * Puissance des résistances : 4.5kw
- * Boutons de réglage de la température, de la pression et du temps
- * Auto contrôle de la température, de la pression et du temps
- * Dimensions du colis : 55 x 75 x 130
- * Poids Net : 95 KGS

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/5400-autoclave-vertical-automatique-modele-ls-b75l-ll.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com