

**FICHE PRODUIT**

## Système de remplissage de Bouteilles d'oxygènes

Référence : SOC-122145221

**Points forts**

- délais : 6 semaines
- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

Système de remplissage de Bouteilles d'oxygènes En couplant notre compresseur haute pression avec un concentrateur d'oxygène PSA, vous obtenez un système autonome et portable de remplissage de bouteille d'oxygène très pratique. Le système permet la production d'oxygène et le stockage dans des bouteilles sous pression il est particulièrement adapté pour les petits hôpitaux, des cliniques mobiles ou des lieux appropriés où la livraison de bouteilles d'oxygène est coûteuse ou inconmode.

La capacité de remplir leurs propres cylindres aide les utilisateurs qui ont besoin d'oxygène supplémentaire pour respirer à construire une vie active, nous visons à les aider à mettre en place ce mode de vie agréable et actif. En utilisant notre système portable de remplissage d'oxygène, l'oxygène peut être fortement comprimé et stocké dans des bouteilles d'oxygène portatives pour soutenir leurs activités de plein air. Les utilisateurs ne devraient pas être limités par leur concentrateur d'oxygène à domicile ou incommode de livraison de cylindre, mais être libre d'aller où et quand ils veulent. Le stockage de l'oxygène pratiqué peut également être utilisé pour le soutien des soins de santé dans les régions des hauts plateaux où la concentration en oxygène est faible , et la fourniture d'oxygène d'urgence contre les incidents comme la crise cardiaque ou un AVC.

En outre, ce système peut fournir une solution d'oxygène rapide et rentable pour les fournisseurs de soins à domicile. En utilisant ce système, ils peuvent générer et réserve d'oxygène à leur propre

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

rythme sans se soucier de la livraison peu pratique et coûteuse de cylindres volumineux.

Applications médicales du système de remplissage d'oxygène: Les petits hôpitaux et les cliniques médicales, Les cliniques mobiles, Ambulance de Service, Postes de secours, Cliniques dentaires, Applications de soins à domicile de système de remplissage d'oxygène, Applications industrielles de système de remplissage d'oxygène Fabrication de bijoux / Réparation Raffinerie de métaux précieux, Aquaculture, Traitement des eaux usées, Soudage oxy combustion / coupe, Soufflage du verre coupe au laser O2.

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/5410-systeme-de-remplissage-de-bouteilles-d-oxygenes.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur     |
|-----------------------|------------|
| delais                | 6 semaines |
| delais                | 48 heures  |
| Garantie              | 1          |
| Résolution de l'écran | Full HD    |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)