

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres patient modèle iMEC series

Référence : SOC-iMEC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Grâce à ses qualités environnementales, le moniteur patient innovant iMEC de Mindray vous aide à réduire l'empreinte écologique de votre hôpital et à contribuer à un environnement de soins durable.

Avec sa conception matérielle optimisée, le moniteur iMEC consomme 50 % d'énergie de moins qu'un moniteur patient classique. Cette économie d'énergie permet d'améliorer la durée de vie de la batterie et garantit un fonctionnement plus propre et plus silencieux, sans ventilateur. Sa structure à la fois solide, fine et légère permet de transporter le moniteur iMEC extrêmement facilement.

Ses paramètres de mesure préconfigurés sont conformes à toutes les exigences cliniques standard et permettent l'utilisation du moniteur iMEC dans différentes unités de l'hôpital, telles que le service des urgences, les salles de réveil, les chambres de malades et les milieux non hospitaliers.

Conception sans ventilateur permettant un environnement de soins calme.

Poids compris entre 2,6 kg et 3,6 kg avec une poignée intégrale, idéale pour transporter le moniteur.

Écran tactile avec affichage haute résolution 800x600 et 8 courbes maximum.

Batterie au lithium-ion d'une autonomie de 4 heures maximum en continu.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité de stockage des données ultra performante

- Tracé ECG intégral de 48 heures maximum
- Tendence graphique/tabulaire de 120 heures
- 1000 mesures de PNI
- 100 événements d'alarme

Port USB pour transférer les données patient sur un PC et copier les paramètres utilisateur personnalisés sur d'autres appareils IMEC.

Mise en réseau LAN et Wi-Fi avec le poste central Hypervisor VI de Mindray.

Paramètres standard incluant un ECG à 3/5 électrodes, RESP, SpO2, Temp, PNI.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/5412-imec-series.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com