

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres patient, Modèle Beneview T1

Référence : SOC-BENEVIEW T1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Description

- Le moniteur BeneView T1 a été conçu pour répondre aux problèmes particuliers de la surveillance des patients pendant le transport.
- Une solution mobile doit être facile à transporter et ne pas nécessiter de temps de câblage trop longs.
- Elle doit également pouvoir être mise en réseau facilement pour le suivi de toutes les données.
- Avec ses fonctions intelligemment conçues, le moniteur BeneView T1 répond parfaitement à ces exigences.
- Le moniteur BeneView T1 peut être qualifié à la fois de module multiparamètre et de moniteur de transport.
- En tant que module, il se connecte au moniteur patient de chevet BeneView, et prend en charge tous les paramètres standard.
- Il peut se déconnecter facilement pour suivre le patient sur tous les lieux de soins, ce qui permet d'assurer une surveillance complète du patient même pendant le transport.
- Le BeneView T1 permet ainsi un transfert transparent des données et garantit la continuité des informations de surveillance.
- Lorsqu'il est connecté par un dispositif sans fil au système de surveillance central Hypervisor VI,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

toutes les informations du BeneView T1 peuvent s'afficher sur le poste des infirmières comme sur n'importe quel moniteur de chevet relié au réseau.

- Sa poignée de transport ergonomique et ses nombreuses options de montage procurent une mobilité sans précédent, faisant du BeneView T1 une solution optimale pour la surveillance des patients en déplacement.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-de-transport-et-transfert-de-patients/5413-beneview-t1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com