

FICHE PRODUIT

iPM Series
Patient Monitor
Your Efficient Partner For Acute Care

Moniteur multiparamètres patient modèle iPM Series

Référence : SOC-iPM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le nouveau moniteur patient iPM de Mindray a été conçu pour répondre à vos exigences cliniques quotidiennes, tout en s'intégrant parfaitement au flux de travail de votre hôpital. Pour les soins aigus, un moniteur patient doit être doté d'un fonctionnement intuitif et vous permettre d'accéder aux données en temps voulu, là où vous en avez besoin. Si vous devez déplacer le patient, l'appareil doit être facilement transportable et fournir une surveillance fiable. Grâce à sa légèreté et à sa modularité, à ses fonctions performantes et à son interface utilisateur intuitive, le moniteur patient iPM constitue le choix idéal pour les soins aigus.

S'appuyant sur une structure modulaire plug-and-play, les fonctions de surveillance de l'iPM peuvent se régler rapidement pour correspondre à vos exigences cliniques spécifiques. Par ailleurs, une interface intuitive, avec des modes d'utilisation configurables et des fonctions faciles à utiliser, représente un gain de temps et permet d'améliorer les soins au patient d'une manière générale. De plus, grâce aux connexions réseau câblées et sans fil au système de surveillance central de Mindray, toutes les données patient de l'iPM peuvent s'afficher facilement sur le poste des infirmières comme sur n'importe quel moniteur de chevet relié au réseau. En outre, les fonctionnalités eGateway et HL7 permettent à l'iPM de se connecter aux systèmes SIH/SIC.

Les témoins d'alarme de l'iPM ont également été conçus de façon unique et sont visibles à 360 degrés. Cela vous permet d'identifier les situations critiques et d'y faire face, même si vous n'êtes pas au chevet du patient. Par ailleurs, la fonction "Afficher autre patient" procure un accès pratique à toutes les informations de surveillance, depuis n'importe quel lieu de soins. Enfin, grâce à

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

plusieurs solutions de montage, telles que le montage mural avec libération rapide, l'iPM est encore plus facile à utiliser.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/5415-ipm-series.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com