

FICHE PRODUIT

Moniteur multiparamètres patient, Modèle iPM-9800

Référence : SOC-iPM9800

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le moniteur patient iPM-9800 apporte au personnel de soins une vision claire de l'état des patients dont les niveaux d'acuité diffèrent.

Le moniteur, portable, est doté d'une fonction de surveillance intuitive pour s'adapter à une gamme étendue de soins médicaux à l'hôpital et en dehors.

Fort de l'héritage de Mindray dans le domaine de la surveillance patient, l'iPM-9800 intègre des configurations hautement flexibles, une gamme complète de fonctions performantes et des fonctions de transfert de données polyvalentes pour une grande fiabilité clinique dans tous les domaines.

Caractéristiques :

- L'écran TFT de 12,1", configurable jusqu'à 8 formes d'onde, permet d'obtenir une visibilité maximale des données pour les paramètres les plus importants.
- L'écran tactile apporte la souplesse requise pour une gestion adaptée des patients.
- Les paramètres pleine gamme permettent de configurer de façon optimale les unités pour les différents services.
- Mise en réseau câblée/sans fil avec le système central de surveillance Hypervisor VI, jusqu'à 32 lits dans un même groupe.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 2 piles li-ion rechargeables pour une autonomie pouvant atteindre 7,5 heures.
- Le transfert des paramètres de l'unité à l'aide d'une clé USB flash permet une configuration rapide entre les moniteurs.
- Enregistreur thermique triple trace intégré, pour une impression des données en temps réel et des historiques.
- Protocole HL7 prêt pour la connexion SIH.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/5416-moniteur-multiparametres-patient-modele-ipm-9800.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com