


FICHE PRODUIT

Système central de surveillance, Modèle Hypervisor VI

Référence : SOC-Hypervisor VI

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le système central de surveillance HYPERVISOR VI fournit une solution complète pour la mise en réseau LAN, LAN sans fil et en réseau de télémétrie dans les hôpitaux.

Alliant une surveillance efficace et flexible à des outils d'assistance clinique sophistiqués et une interface utilisateur intuitive, le système HYPERVISOR VI améliore l'efficacité de travail et vous aide à dispenser des meilleurs soins aux patients.

Le système HYPERVISOR VI fonctionnant sous Microsoft Windows, son usage ne requiert aucune connaissance informatique supplémentaire.

Les fonctions supplémentaires incluent :

- Capable de surveiller 32 patients, et jusqu'à 64 patients avec un poste central de surveillance
- Plusieurs CMS peuvent être conjugués et les patients d'un CMS peuvent être observés depuis n'importe quel autre CMS avec une autorisation appropriée.
- CMS Viewer vous permet de visualiser les informations patient depuis un PC de votre bureau ou n'importe où dans le réseau.
- Les outils d'assistance clinique incluent l'affichage des tendances en temps réel ainsi que les outils de calcul et de révision des tendances tabulaires et graphiques.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Jusqu'à 72 heures de tracés complets sur 256 canaux ou 240 heures sur 64 canaux.
- L'apparence et la fonctionnalité de l'écran peuvent être personnalisées selon vos exigences cliniques.
- Le contrôle bidirectionnel améliore l'efficacité des équipes de soins.
- Les données HL7 dédiées sont transmises au système d'information clinique de l'hôpital.
- L'interface ADT facilite l'admission, la sortie et le transfert des patients.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/5417-systeme-central-de-surveillance-hypervisor-vi.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com