

FICHE PRODUIT



Système de télémétrie, Modèle TMS-6016

Référence : SOC-TMS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Les fonctions supplémentaires incluent:

- Capacité d'assurer la surveillance par télémétrie de 16 patients avec un seul système central.
- Modes de surveillance fixes et flexibles sélectionnables selon vos besoins.
- Les patients suivis par télémétrie peuvent être visualisés en utilisant les moniteurs patient de chevet de la série BeneView.
- Le bouton d'appel des infirmières et le bouton d'événement permettent au patient d'attirer l'attention du personnel soignant en cas de besoin.
- Les piles AA sont nettement moins onéreuses et fournissent jusqu'à 96 heures d'autonomie.
- La capacité ultraperformante de stockage des données bénéficie du système central de surveillance HYPERVISOR VI.
- Les niveaux d'alarme réglables pour défaut d'électrode ECG et arrêt du capteur SpO2 ainsi que les délais de déclenchement des alarmes contribuent de manière significative à la diminution du bruit inutile.
- L'inconfort subi par le personnel infirmier et les patients s'en trouve ainsi réduitLe système de télémétrie TMS-6016 fonctionne avec le système central de surveillance HYPERVISOR VI.
- Le TMS-6016 propose une solution de surveillance flexible pour les unités de soins coronariens, les unités de soins intensifs, le service des urgences, les unités de soins courants, les chambres

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

de malades et les autres zones de soins des patients cardiaques nécessitant une surveillance constante.

- Le système d'antennes ultraperformant utilisant la technologie de la diversité d'espace (Space Diversity) garantit une communication de haute précision et une couverture étendue des hôpitaux.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/5418-systeme-de-telemetrie-tms-6016.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com