

FICHE PRODUIT

Défibrillateur/Moniteur, Modèle BeneHeart D6

Référence : SOC-BeneHeart

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Description:

Le BeneHeart D6, un défibrillateur-moniteur biphasique professionnel, répond aux exigences des professionnels médicaux dans les milieux hospitaliers et les cliniques du monde entier. La conception compacte, durable et ergonomique du D6 en fait un appareil idéal en cas d'intervention d'urgence. Les technologies éprouvées garantissent une unité solide, prête à l'usage dans différents environnements. Grâce à ses différents modes de fonctionnement (défibrillation manuelle, DAE, stimulateur et surveillance) vous contrôlez n'importe quelle situation.

Fonctions clés:

4 dispositifs en 1 : surveillance, défibrillation manuelle, DAE et stimulation cardiaque .

- Toutes les fonctions de surveillance des signes vitaux disponibles en option sont intégrées, ce qui rend cet appareil idéal pour les interventions d'urgence et rend tout moniteur patient supplémentaire inutile .
- Ecran large et coloré avec 4 formes d'onde pour garantir la visualisation aisée de l'ECG et des signes vitaux .
- Conception compacte : facile à transporter et à utiliser .
- Défibrillation, cardioversion synchronisée et DAE avec technologie biphasique .

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Intensité des chocs pouvant atteindre 360 J pour maximiser le succès de la défibrillation .
- Puissante capacité électrique avec des piles pour garantir la surveillance continue et de longue durée des patients ainsi que les chocs pendant le transport sans bloc d'alimentation externe .
- Dispositif de stockage des données ultraperformant, aucune inquiétude à avoir en matière de perte

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-defibrillateurs/5419-defibrillateur-moniteur-beneheart-d6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com