

FICHE PRODUIT



Kit trichrome de MASSON, vert lumière (Appareil digestif)

Référence : RER-3613500000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Kit trichrome de MASSON, vert lumière (Appareil digestif); Coloration trichromique des coupes histologiques; * Conditionnement minimum de vente: 6 x 100 ml.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cytologie-et-histologie-ral/542-kit-trichrome-de-masson-vert-lumiere-appareil-digestif.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com