

FICHE PRODUIT

Défibrillateur/Moniteur, Modèle BeneHeart D3

Référence : SOC-BeneHeartD3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le système BeneHeart D3 est un défibrillateur compact

- Durable et léger intégrant des fonctions de surveillance et de défibrillation manuelle.
- Un DAE et un stimulateur cardiaque.
- Ce défibrillateur-moniteur professionnel biphasique peut être utilisé dans le cadre hospitalier.

Fonctions clés :

- Conception 4 en 1 compacte : surveillance, défibrillation manuelle, DAE et stimulateur cardiaque.
- Grand écran lumineux permettant d'afficher 3 courbes et de visualiser en toute facilité les ECG et la SpO2.
- Défibrillation, cardioversion synchronisée et DAE avec technologie biphasique.
- Intensité des chocs pouvant atteindre 360 J pour maximiser le succès de la défibrillation.
- Puissante capacité électrique assurée par une batterie pour garantir la surveillance continue et de longue durée des patients ainsi que les chocs pendant le transport sans bloc d'alimentation externe.
- Design compact et léger spécialement adapté à une utilisation en milieux hospitaliers et en

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

clinique.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-defibrillateurs/5420-defibrillateur-moniteur-beneheart-d3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com