

FICHE PRODUIT

Oxymètre de pouls, Modèle PM-50

Référence : SOC-PM50D

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Optez pour le PM-50 et vous bénéficierez de la précision et de l'efficacité dont vous avez besoin lorsque vous procéderez à la surveillance par intermittence d'un grand nombre de patients.

Par ailleurs, cet appareil ultra performant est facile à entretenir, il ne nécessite que quatre piles AA pour une autonomie de 15 heures. Sa commodité et sa facilité d'utilisation accrues vous permettent de consacrer plus de temps à vos patients. Débarrassez-vous des soucis généralement liés à la procédure de contrôle aléatoire et choisissez le PM-50 : le choix évident.

Caractéristiques :

- Il convient aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant et au nouveau-né.
- Permet d'assurer le contrôle aléatoire du SpO2 et de la fréquence cardiaque et actualise automatiquement toutes les données chaque seconde.
- Sa taille miniature permet d'avoir un appareil extrêmement léger, ce qui le rend utilisable partout.
- L'écran LCD à rétro-éclairage présente bien en évidence les valeurs du SpO2 et de la fréquence cardiaque qui sont accompagnées d'un indicateur de la force du signal de pouls.
- Les autres indicateurs utiles visibles sur l'écran incluent l'ID patient, l'indicateur de faible niveau d'énergie, l'indicateur de stockage des données, la condition d'erreur et le mode de mise en veille.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Les invites indiquant que la mémoire est pleine, que l'espace de stockage des ID est épuisé et les conditions générales d'erreur, permettent d'effectuer un dépannage rapide.
- La mémoire prend en charge le stockage de 200 enregistrements de données pour 100 ID patient maximum.
- Connectez-vous à un PC avec un câble de communication standard pour télécharger et imprimer les données de tendance.
- 4 piles AA alcalines ou rechargeables offrent 15 heures d'autonomie.
- Les modes de mise en veille et de mise en arrêt automatiques permettent d'économiser l'énergie des piles.
- Le bouton de mise en arrêt a un délai de 2 secondes pour éviter les arrêts accidentels.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-de-signes-vitaux/5423-oxymetre-de-pouls-pm-50.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com