

FICHE PRODUIT

Lampes chirurgicales à LED : Série HyLED 9

Référence : SOC-HyLed9

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Cette lampe scialytique à LED est basée sur une technologie de pointe LED, la lampe chirurgicale série HyLED associe une excellente efficacité lumineuse, une source de lumière froide, ainsi qu'une durée d'utilisation extrêmement longue, vous apportant ainsi un soutien de choix dans vos blocs opératoires.

Source de lumière froide LED garantissant une excellente efficacité lumineuse.

Système de contrôle de l'éclairage automatique. Lorsqu'une zone est masquée par la tête du chirurgien, l'éclairage des zones restantes est automatiquement renforcé pour maintenir un éclairage central uniforme.

Durée d'utilisation pouvant aller jusqu'à 40,000 heures. Conception ergonomique en forme de croix n'interrompant pas les systèmes à flux laminaire.

Caméra HD 2,000,000 pixels.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-sciaiytiques/5430-lampes-chirurgicales-led.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com