

FICHE PRODUIT



Bras Plafonnier d'Anesthésie HYPORT 3000

Référence : SOC-HyPort

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Bras Plafonnier d'Anesthésie HYPORT 3000

Le **Bras Plafonnier d'Anesthésie HYPORT 3000** comme l'ensemble des **bras de distribution plafonnier**; sert soit dans une **salle d'opération chirurgicale**, soit dans une **salle d'urgence**, soit en **unité de soins intensifs**, soit dans une **salle de réveil**. Il est principalement utilisé pour placer des **moniteurs**, des **couteaux électriques**, des **équipements**, etc. qui sont nécessaires pour la **chirurgie générale**, en plus, il fournit le **gaz médical nécessaire**, le **terminal de sortie de puissance**. En raison de l'excellente qualité du **Bras Plafonnier d'Anesthésie HYPORT 3000** et du prix raisonnable auquel **SOCIMED** vous le propose, ne tardez pas à passer votre commande!

DESCRIPTION:

Le **Bras Plafonnier d'Anesthésie HYPORT 3000** est un système de suspension motorisé. Le bras motorisé pivote automatiquement pour régler la hauteur de la distribution et permet à l'opérateur d'effectuer manuellement une rotation horizontale à 340°. Sa capacité de charge maximale est de 180 kg. Les options de couleurs permettent d'avoir un environnement de soins harmonieux pour les professionnels et les patients.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Détails techniques :

- Bras plafonnier de chirurgie HYPORT 3000.
- Appareil ultraperformant.
- Un flux de travail efficace.
- L'unité d'alimentation du plafond de HYPORT 3000 permet de mieux examiner et soigner les patients et augmente l'efficacité clinique en soulevant les équipements, en incorporant des prises de branchement personnalisées et en positionnant l'équipement là où vous le souhaitez.
- Sa conception modulaire offre un maximum de souplesse dans différents niveaux.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5433-bras-plafonnier-serie-hyport.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com