

FICHE PRODUIT



Echographe numérique Mindray modèle DC-7

Référence : SOC-DC-7

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de l'échographe numérique Mindray modèle DC-7

- Imagerie 4D : temps réel avec des détails plus précis .
- Imagerie de contraste : meilleures structures des pathologies.
- iClear™ : réduction du bruit de rétrodiffusion.
- Affichage iScale™ : imagerie à large champ de vision.
- iZoom : affichage plein écran pour une meilleure visibilité.
- Imagerie harmonique des tissus avec inversion de phase.
- Ecran tactile : entrée multilingue, avec mise en page et sélections définissables par l'utilisateur.
- Ecran LCD haute résolution Application en radiologie.
- **Le DC-7 offre la polyvalence et une qualité d'image haut de gamme nécessaires pour couvrir le plus de patients et de types d'examens possibles :**
 - des régions abdominales profondes aux petites zones superficielles.
 - Avec un flux de travail rationalisé,
 - le DC-7 rend l'examen confortable et productif.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Technologie avancée.
- iClear : la technologie de réduction du bruit de rétrodiffusion améliore la résolution de contraste sans compromettre la résolution spatiale.
- iBeam™ : réduit le bruit aléatoire et améliore la différenciation des contours.
- Imagerie composée : obtient un excellent équilibre entre la résolution spatiale et la pénétration en profondeur Vastes applications cliniques . Imagerie de contraste : améliore l'affichage des structures des pathologies.
- Affichage iScape™ : permet un champ de vision étendu avec alignement en temps réel.
- IMT : calcule et analyse automatiquement l'épaisseur de l'intima/média de la carotide.
- 50 modes d'examen spécifiques, plus de vingt sondes.
- Série étendue de dispositifs de biopsie, dont des supports guidés par aiguille jetables et réutilisables Flux de travail rationalisé .
- Réponse rapide du système : permet de conserver l'attention sur les images et les patients.
- Quatre ports de sonde actifs : permet d'économiser du temps entre les changements de sonde lorsque les examens sont différents.
- DICOM3.0 (Stockage, Impression, DIR, Liste de travail, MPPS, HIS,RIS) Applications en radiologie.
- Le DC-7 permet de faire face aux problèmes uniques de la santé des femmes et des soins fœtaux.
- Avec une performance à valeur ajoutée, le DC-7 peut répondre à tous les défis, des examens OB/GYN de routine aux études de recherche plus précises, ouvrant la voie à de nouveaux domaines d'expertise.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/5435-echographe-doppler-couleur-dc-7.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com