

FICHE PRODUIT



Echographe numérique Mindray modèle DC-T6

Référence : SOC-DC-T6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de l'échographe numérique Mindray, modèle DC-T6

Capacités avancées dans un format mobile Le DC-T6 propose un ensemble de technologies cliniques utiles visant à améliorer la fiabilité de vos diagnostics, quelque soit le patient examiné.

Formation du faisceau à huit canaux :

- fonctionnalité permettant de trouver le juste équilibre entre la résolution temporelle et de balayage.

iClear™ :

- technologie de réduction du bruit de rétrodiffusion qui améliore la résolution de contraste des lésions sans compromettre la résolution spatiale.

iBeam™ :

- technologie d'imagerie composée spatiale en temps réel améliorant la définition des contours
Imagerie 4D en temps réel Affichage.

- iScape™ :

- imagerie panoramique en temps réel.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

IMT

- calcul automatique de l'épaisseur de l'intima/média vasculaire.

TDI:

- imagerie Doppler tissulaire avec analyse quantitative.

Free XrosCM:

- mode M anatomique avec ligne d'échantillonnage courbe.

THI avec décalage de phase:

- imagerie améliorant la netteté kystique et offrant un meilleur rapport signal sur bruit.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/5436-echographe-dc-t6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com