

FICHE PRODUIT



Echographe numérique Mindray modèle DC-N6

Référence : SOC-DC-N6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de l'Echographe Numérique Mindray, Modèle DC-N6

Technologie avancée iClear™ :

- réduction du bruit de rétrodiffusion.

iScape™ :

- imagerie à large champ de vision.

iBeam™ :

- imagerie composée spatiale Imagerie harmonique des tissus avec décalage de phase.

Technologie par transducteur à large bande et multifréquence permettant d'obtenir des détails plus précis et une meilleure résolution de contraste Ergonomie et flux de travail.

iTouch™ :

- optimisation d'images à l'aide d'un seul bouton.

iZoom™ :

- agrandissement automatique de l'image en plein écran à l'aide d'un seul bouton.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

iRoam™ :

- solution de transfert de données sans fil.

Stockage réseau :

- système d'échographie directement connecté au PC.

Solution DICOM 3.0 complète iPower :

- solution puissante et intelligente Système d'alimentation stable Jusqu'à 2 heures d'examen sans interruption.

Rechargeable pendant l'examen Avertissement de batterie faible.

Application en radiologie :

- Nombreux modes d'examen et série étendue de sondes pour des applications spécifiques
Imagerie haute résolution reposant sur des technologies avancées.

iScape™ :

- imagerie panoramique Imagerie en trapèze Logiciels complets dédiés aux mesures et aux analyses cliniques.

Fonction de calcul et de mesure programmable par l'utilisateur en fonction des préférences de l'opérateur.4

Application OB/GYN Modèles de rapports professionnels et formules OB complets 3D™ intelligent :

- imagerie 3D mains libres.

Nouvelle sonde transvaginale :

- légère avec grand angle de vue pour un examen plus confortable.
- Conception avec poignée incurvée particulièrement adaptée pour les biopsies Combinaison de zoom panoramique et de zoom spot permettant de visualiser les petites structures telles que la clarté nucale.

Application cardiovasculaire TDI avec analyse quantitative Free Xros CM™ :

- mode M anatomique avec ligne d'échantillonnage courbe.

Free Xros™ :

- imagerie en mode M anatomique.

IMT : mesure et suivi automatiques de l'épaisseur de l'intima/média.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Quantification automatique du ventricule gauche et calcul automatique en temps réel en mode pulsé.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/5437-systeme-d-ecographie-dc-n6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com